

# PROTOX

Бесконтактный инфракрасный термометр



Proto-IT100



Внешний вид устройства



Моментальное измерение  
Длительность - 1 секунда



Норма



Отклонение от нормы

Режимы

Два режима измерений

Измерение температуры тела  
от 32°C до 42,9°C



Измерение температуры предметов  
от 0°C до 60°C






Функции



- Двухцветная подсветка
- Смена режимов измерения: люди/предметы
- Измерение в цельсиях и фаренгейтах
- Расстояние измерения от 3 до 5 см
- Звуковое оповещение
- Длительность измерения: 1 секунда
- Компактный и эргономичный

Управление



Диапазон измерения температуры тела	+32°C...+42,9°C (89,6°F...109,4°F)
Диапазон измерения температуры поверхностей	0°C...+60°C (32°F...140°F)
Точность измерения:	
- при t° от 0°C до +31,9°C (32°F...89,4°F)	±2,0°C (±3,6°F)
- при t° от +32°C до +34,9°C (80,6°F...94,8°F)	±0,3°C (±0,5°F)
- при t° от +36°C до +42°C (95°F...107,6°F)	±0,2°C (±0,4°F)
- при t° от +42,1°C до 43,0°C (107,8°F...109,4°F)	±0,3°C (±0,5°F)
Точность отображения	0,1°C (0,1°F)
Расстояние измерения	3 - 5 см
Время отклика	1 секунда
Световая тревога в режиме измерения температуры человеческого тела	≤+37,3°C (99,1°F) - желтый свет ≥+37,4°C (99,3°F) - красный свет
Измеряемая длина волны	5-14 мкм
Коэффициент температурного излучения поверхности	0,99
Время выключения (сна) при бездействии:	18 с
Питание	DC 3 В (2 батареи "AAA")
Рабочая температура	+16°C...+40°C при влажности менее 80%
Температура хранения	-10°C...+50°C
Габаритные размеры	167×82×44 мм
Вес	110 г (без батареек)

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



## ОМСК

Адрес: 644074, г. Омск, ул. Конева 22/2  
Телефон/факс: +7(3812) 32-53-66, 32-53-77  
ICQ: 678185753, Skype: alenavi88  
E-mail: marketing@ngtron.com



## Москва

Адрес: Москва, 109518, 1-й Грайвороновский проезд 20, стр. 35, офис 104 (м.Текстильщики)  
Телефон/факс: +7 (499) 638-41-86, +7 (495) 204-15-00  
ICQ: 633196812, Skype: krivenkosanechka  
E-mail: a.krivenko@ngtron.com